

REF Katalognummer

i Se bruksanvisningen.

EC REP Autorisert forhandler i EU

LOT Produksjonsserie

UPN Produktnummer

♻️ Emballasjen kan resirkuleres

⏰ Brukes innen

2 Skal ikke resteriliseres.

⚠️ Skal ikke brukes hvis forpakning er åpnet eller skadet.

STERILE EO Sterilisert med etylenoksid

⌘ Bare til engangsbruk. Skal ikke gjenbrukes.

Enkellumen Dobbellumen Trippellumen

Legal Manufacturer
Navilyst Medical, Inc.
26 Forest Street
Marlborough, MA 01752 USA
Kundeservice - USA 800-833-9973



CE 2797

© 2020 Navilyst Medical, Inc. or its affiliates.
All rights reserved.



Xcela™ PICC med PASV™ ventilt teknologi



16600171-09 D

2020-10

INNHOLDSFORTEGNELSE

ADVARSEL.....1

UTSTYRSBESKRIVELSE.....1

Figur 1. Kateterkonfigurasjoner1

TILSIKTET BRUK/BRUKSINDIKASJONER1

KONTRAIKASJONER1

ADVARSLER1

FORHOLDSREGLER2

MULIGE KOMPLIKASJONER/BIVIRKNINGER.....2

LEVERINGSFORM.....2

BRUKSANVISNING.....2

Tabell 1. Kateterspesifikasjoner2

RETNINGSLINJER FOR BRUK.....2

KATETERINNFØRINGSANVISNINGER2

Pasientforberedelse2

Venøs adgang2

Kateterforberedelse3

Figur 2. Skyllsamlinger3

Figur 3. Styletplassering i kateter3

Kateterplassering3

SKYLING3

KATETERSIKRING3

ELEKTRISK INJISERING.....4

Tabell 2. Spesifikasjoner for elektrisk injisering4

KATETERVEDLIKEHOLD4

GENERELL KATETERPLEIE OG BRUK.....4

VEDLIKEHOLD AV INNFØRINGSSTED OG BANDASJE4

BANDASJEFJERNING.....4

VURDERE KATETERINTEGRITET.....4

BLODPRØVETAKING.....4

BEHANDLING AV LUMENOKKLUSJON4

KATETERREPARASJON.....4

KATETERFJERNING4

GARANTI.....5

Rx ONLY

Forsiktig: Føderal lovgivning begrenser denne enheten til salg av eller på vegne av en lege.

ADVARSEL

Innholdet leveres STERILT, etter sterilisering med etylenoksid (EO). Bruk ikke produktet hvis den sterile emballasjen er skadet. Kontakt din Navilyst Medical-representant dersom du påviser skade.


Kun til bruk på én pasient. Skal ikke brukes flere ganger, represseres eller resteriliseres. Gjenbruk, repressering eller resterilisering kan medføre strukturell skade på anordningen og/eller føre til at anordningen svikter. Dette kan forårsake pasientskade, sykdom eller dødsfall. Gjenbruk, repressering eller resterilisering kan dessuten medføre risiko for kontaminasjon av produktet og/eller føre til pasientinfeksjon eller kryssinfeksjon, inkludert, men ikke begrenset til, overføring av smittesykdom(mer) fra én pasient til en annen. Kontaminasjon av produktet kan føre til at pasienten utsettes for skade, sykdom eller dødsfall.

Etter bruk må produktet og emballasjen kastes i overensstemmelse med sykehusets praksis, administrativ praksis, og/eller lokale bestemmelser.

UTSTYRSBESKRIVELSE

Xcela periferert innført sentralkateter (PICC) med trykkaktivert sikkerhetsventil (PASV)-ventilt teknologi er et røntgenfast polyuretankateter med luerlåsnav, polyuretanforlengerslange(r) og suturvinge, som kan brukes til elektrisk injisering. Kateteret fås i enkel- og dobbellumenkonfigurasjoner. De forskjellige lumen differensieres med de fargekodede luerlåsnavnene som viser lumenstørrelse og maksimum elektrisk injiseringsfrekvens eller "No CT" for ikke-elektriske injiseringslumen (Figur 1, tabell 1 og tabell 2).

Figur 1. Kateterkonfigurasjoner



PASV-ventilen, som er plassert inne i navet, er kateterets sikkerhetsfunksjon. Ventilen forblir lukket når kateteret ikke brukes og/eller under normale sentralvenøse trykk. Når positivt trykk (infusjon) påføres gjennom luerlåsnavet, åpnes ventilen og tillater infusjon av væsker gjennom kateteret. Ventilen åpnes også når negativt trykk (aspirering) påføres for å tillate oppsugning av blod i en sprøyte. PASV-ventilen dekker behovet for klemmer på kateterets forlengerslange(r). Som en foranstaltning mot kontaminering skal en steril endehette plasseres på luerlåsnavet(-ene) når kateteret ikke er i bruk.

Ved valg av pasient og kateterdiameter, må legen ta i betraktning individuelle variasjoner mht. anatomi og fysiologi, pga. størrelse og alder (dvs. voksen, barn eller spedbarn). Veiledning, vevurdering og innføringsteknikker bør alle egnes til bruk av PICC-plassering.

Xcela PICC med PASV-ventilt teknologi kommer i flere pakkekonfigurasjoner, inkludert:

- Katetersett
- MST-sett med 70 cm tråd
- IR-sett med 145 cm tråd

MERK: MST = Modified Seldinger-teknikk; IR = Intervensjonell røntgen

TILSIKTET BRUK/BRUKSINDIKASJONER

Xcela PICC med PASV-ventilt teknologi indikeres for kort- eller langtids periferadgang til sentralvenesystemet til intravenøs behandling, inkludert, men ikke begrenset til, administrering av væsker, legemidler og ernæring; blodprøvetaking; samt elektrisk injisering av kontrastmedia.

KONTRAIKASJONER

- Venøs trombose i en del av venen som skal kateteriseres
- Tilstander som forhindrer venøs retur fra kroppsdelen, f.eks. paralyse eller lymfedema etter mastektomi
- Ortopediske eller nevrologiske tilstander som påvirker kroppsdelen
- Forventet eller tilstedeværelse av dialysegrafter eller andre intraluminelle enheter
- Hyperkoagulopati dersom ikke pasienten beregnes å starte antikoaguleringsbehandling
- Eksisterende hud- eller underhudsinfeksjon rundt eller nær foreslått kateterinnføringspunkt
- Anatomiske veneforskyvninger pga. kirurgi, skade eller traume
- Ikke-adekvate antecubitale vener
- Anatomiske uregelmessigheter (strukturelle eller vaskulære) som kan kompromittere kateterinnføring eller kateterpleieprosedyrer

ADVARSLER

Det henvises til prosedyretrinn for ytterligere advarsler. Pga. risikoen for blodbårne patogener, må pleiegivere overholde universelle retningslinjer for håndtering av blod og kroppsvæsker ved behandling av pasienter. Steril teknikk bør benyttes ved håndtering av enheten.

- Bruk ikke hvis forpakningen er åpnet eller skadet.
- Ved bruk av bakteriostatisk saltvann skal det ikke gis mer enn 30 ml i løpet av et døgn.
- Sett ikke kateteret helt opp til suturvingen.

- Bruk ikke kateteret med kjemikalier som ikke er kompatible med noen av delene, da dette kan føre til kateterskade.
- Plasser ikke kateteret i høyre atrium eller høyre ventrikel i hjertet.
- Nåler må ikke påføres hylster på nytt. Plasser nåler i stikksikre, lekkasjesikre beholdere for skarpe gjenstander i henhold til institusjonsprotokoll.
- Forsøk ikke å klippe kateteret med ledetråden eller styletten satt inn, ettersom kateter, stylet eller ledetråd kan ødelegges og forårsake pasientskade.
- Kateteret kan svike dersom ikke kontrastmedia oppvarmes til kroppstemperatur før elektrisk injisering.
- Kateteret kan svike dersom dets funksjonsevne ikke kontrolleres før elektriske injiseringsstudier.
- Den elektriske injektorens trykksikkerhetsfunksjon kan ikke forhindre overtrykk i et okkludert kateter.
- Kateteret kan svike og/eller kateterspissen forskyves dersom maksimum tillattelig strømfrekvens (tabell 2) overskrides.
- Kateterindikasjon for elektrisk injisering av kontrastmedia spesifiserer kateterets evne til å tåle en slik prosedyre, men er ikke en godkjennelse av prosedyrens egnethet for den aktuelle pasienten. En opplært lege er ansvarlig for å evaluere en pasients helsesituasjon i forhold til en elektrisk injiseringsprosedyre.
- Det maksimale trykket til elektriske injektorer som brukes med et elektrisk injiserbart PICC må ikke overskride 325 psi (2240 kPa).

