



Három lumen

Legal Manufacturer
Navilyst Medical, Inc.
26 Forest Street
Marlborough, MA 01752 USA
Vevőszolgálat az USA-ban 800-833-9973

Újrahasznosítható csomagolás

€ 2797

© 2020 Navilyst Medical, Inc. or its affiliates. All rights reserved.



BioFlo™ Hybrid PICC

ENDEXO™ technológiával és PASV™ szelepszervezettel



2020-10

TARTALOMJEGYZÉK

VIGYÁZAT!	1
ESZKÖZLEÍRÁS	1
1. ábra: Katéter-összeállítások	1
AZ ESZKÖZ RENDELTETÉSE / FELHASZNÁLÁSI TERÜLET	1
A nagynyomású injektor maximális áramlási sebessége	1
ELLENJAVALLATOK	1
FIGYELMEZTETÉSEK	1
FIGYELMEZTETÉSEK	2
ESETLEGES SZÖVŐDMÉNYEK / NEMKÍVÁNATOS ESEMÉNYEK	2
KISZERELÉS	2
KEZELÉSI UTASÍTÁSOK	2
1. táblázat: A katéter műszaki adatai	3
HASZNÁLATI UTASÍTÁS	3
A KATÉTER BEHELYEZÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK	3
A beteg előkészítése	3
Vénás behatolás.....	3
A katéter előkészítése.....	3
2. ábra: Öblítőszerelvények	3
3. ábra: A merevítőszál helyzete a katéterben.....	3
A katéter elhelyezése.....	3
ÖBLÍTÉS (SZELEPES LUMENEK)	4
ÖBLÍTÉS ÉS HEPARINIZÁLÁS (SZELEP NÉLKÜLI LUMENEK)	4
A KATÉTER RÖGZÍTÉSE	4
NAGYNYOMÁSÚ BEFECSKENDEZÉS	4
2. táblázat: A nagynyomású befecskendezés adatai...	4
A KATÉTER KARBANTARTÁSA	4
A KATÉTER ÁLTALÁNOS GONDOZÁSA ÉS HASZNÁLATA	5
A BEVEZETÉSI HELY ÁPOLÁSA ÉS A FEDŐKÖTÉS	5
A FEDŐKÖTÉS ELTÁVOLÍTÁSA	5
A KATÉTER ÉPSÉGÉNEK FELMÉRÉSE	5
VÉRMINA VÉTELE	5
CENTRÁLIS VÉNÁS MONITOROZÁS (CSAK SZELEP NÉLKÜLI LUMENEKNÉL)	5
TEENDŐK LUMENELZÁRÓDÁS ESETÉN	5
A KATÉTER JAVÍTÁSA	5
A KATÉTER ELTÁVOLÍTÁSA	5
JÓTÁLLÁS	5

Rx ONLY

Figyelem! Az Egyesült Államok szövetségi törvényeinek értelmében ez az eszköz csak orvos által vagy orvos utasítására értékesíthető.

VIGYÁZATI

A tartalmat etilén-oxidos (EO) eljárással STERILIZÁLVA szállítjuk. Ne használja fel, ha a steril védőcsomagolás sérült. Ha sérülést talál, hívja a Navilyst Medical képviseletét. Használat előtt átvizsgálással győződjön meg arról, hogy az eszköz nem sérült meg a szállítás során.


Kizárólag egyetlen betegen történő használatra. Tilos újrafelhasználni, újrafeldolgozni vagy újraszterilizálni! Az újrafelhasználás, az újrafeldolgozás és az újraszterilizálás ronthatja az eszköz szerkezeti integritását és/vagy az eszköz elégtelenségéhez vezethet, ami a beteg sérülését, betegségét vagy halálát okozhatja. Az újrafelhasználás, az újrafeldolgozás és az újraszterilizálás az eszköz fertőző anyaggal való beszennyeződésének kockázatát is magában hordozza, és/vagy a beteg fertőzését vagy keresztfertőzését okozhatja, beleértve többek között, de nem kizárólagosan, a fertőző betegségek átvitelét egyik betegről a másikra. Az eszköz fertőző anyaggal való szennyeződése a beteg sérüléséhez, megbetegedéséhez vagy halálához vezethet.

Használat után a termék és a csomagolás hulladékként való kezelése a körhízi, közigazgatási és/vagy a helyi kormányzati irányelvek szerint történjen.

ESZKÖZLEÍRÁS

Az ENDEXO technológiával készült és PASV szelepszervezettel (Pressure Activated Safety Valve – nyomásvezérelt biztonsági szelep) rendelkező BioFlo hibrid perifériásan bevezethető centrális katéter (Peripherally Inserted Central Catheter – PICC) egy sugárfogó poliuretán katéter luerzárás csatlakozóval (csatlakozókkal), poliuretán csőtoldattal (csőtoldatokkal) és rögzítőszárral, amely nagynyomású befecskendezésre alkalmas. A lumeneket a színes luerzárás csatlakozók különböztetik meg, amelyek a lumen méretét jelölik, míg a nagynyomású befecskendezésre nem alkalmas lumeneket a lumencsatlakozó „No CT” jelölése azonosítja. A szelep nélküli lumenek esetében a nagynyomású befecskendezés maximális áramlási sebessége a kapcs(ko)n van jelölve (1. ábra és 2. táblázat).

1. ábra: Katéter-összeállítások



• Olyan anatómiai (szerkezeti vagy az érrendszert érintő) rendellenességek, amelyek káros hatással lehetnek a katéter bevezetésének vagy a katéter kezelésének folyamataira

FIGYELMEZTETÉSEK

További figyelmeztetéseket az eljárás lépéseinek leírását tartalmazó részben talál. A vérrrel terjedő kórokozók jelentette kockázat miatt az egészségügyi szolgáltatást végző személyzetnek minden egyes beteg

esetében be kell tartania a vér és a testnedvek kezelésére vonatkozó általános óvintézkedéseket. A sterilítésre vonatkozó szabályokat az eszközzel kapcsolatos valamennyi művelet során szigorúan be kell tartani.

- Ne használja, ha a csomagolás nyitva van vagy sérült.
- Bakteriosztatikus fiziológiás sóoldat használatakor ne lépje túl a 30 ml mennyiséget 24 órán belül.
- Ne tolja be teljesen a katétert a rögzítőszárral.
- Ne használja a katétert olyan vegyi anyagokkal, amelyek nem kompatibilisek a katéter valamelyik tartozékával, mivel károsíthatják a katétert.
- Ne helyezze a katétert a szív jobb pitvarába vagy jobb kamrájába.
- Ne helyezze vissza a tűket a hüvelyükbe. A tűket az intézmény előírásainak megfelelő, szűrő nélküli, szívárgásbiztos, éles eszközök tárolására szolgáló tartályba kell helyezni.
- Soha ne próbálja meg levágni a katétert a benne lévő vezetődróttal vagy merevítőszállal együtt, mivel ez a katéter, a merevítőszál vagy a vezetődrót rongálódását, és ezáltal a beteg sérülését okozhatja.
- A katéter hibás működését okozhatja, ha a nagynyomású injektorral történő befecskendezés előtt nem melegíti fel testhőmérsékletre a kontrasztanyagot.

