



31. Povežite kraj kola za ponovnu infuziju (crveni marker) sa priklučkom kanile za ponovnu infuziju tako da ne uvedete vazduh u kolo.
32. Uklonite klemu sa kola na strani za ponovnu infuziju (crveni marker), koristite klemu za tečnost za ispiranje da biste isprali kanilu za ponovnu infuziju količinom dovoljnom da ukloni krv iz kanile za ponovnu infuziju.

#### GARANCIJA

Kompanija AngioDynamics garantuje da je ovaj instrument dizajniran i proizведен uz dužnu pažnju. **Ova garancija zamenjuje i isključuje sve druge garancije koje ovde nisu izričito navedene, bilo da su izričite ili nagovušene na osnovu zakona ili po drugom osnovu, što podrazumeva, ali nije ograničeno na bilo koju podrazumevanu garanciju mogućnosti prodaje ili prikladnosti za određenu svrhu.** Rukovanje, čuvanje, čišćenje i sterilizacija ovog instrumenta, kao i drugi faktori u vezi sa pacijentom, dijagnozom, lečenjem, hirurškim procedurama i ostalo van kontrole kompanije AngioDynamics direktno utiče na instrument i na rezultate dobijene njegovom upotrebljom. Obaveza kompanije AngioDynamics u skladu sa ovom garancijom je ograničena na popravku ili zamenu ovog instrumenta i kompanija AngioDynamics nije odgovorna za bilo koje slučajne ili posledične gubitke, štete ili troškove koji direktno ili indirektno pristeknu iz upotrebe ovog instrumenta. Kompanija AngioDynamics ne preuzima, niti ovlašćuje bilo koje drugo lice da u njeno ime preuzima bilo koju drugu ili dodatnu obavezu ili odgovornost u vezi s ovim instrumentom. **Kompanija AngioDynamics ne preuzima nikakvu odgovornost za instrumente koji su ponovo upotrebljavani, preradivani, ponovo sterilisani, modifikovani ili izmenjeni na bilo koji način i ne daje garancije, izričite ili nagovušene, što uključuje ali nije i ograničeno na garanciju mogućnosti prodaje ili prikladnosti za određenu svrhu, u odnosu na ovakve instrumente.**

\* AngioDynamics, logotip AngioDynamics i AngioVac su zaštitni znaci i/ili registrovani zaštitni znaci kompanije AngioDynamics, Inc., filijale ili podružnice. Svi drugi zaštitni znakovi su vlasništvo njihovih vlasnika.

**REF**

Kataloški broj



Konsultujte uputstva za upotrebu.



Sadržaj

**EC REP**

Ovlašćeni predstavnik za EU



Zakonski proizvođač

**LOT**

Serija

**UPN**

Broj proizvoda



Pakovanje koje može da se reciklira



Rok upotrebe

**STERILE EO**

Sterilisano etilen oksidom.



Samo za jednokratnu upotrebu.  
Nemojte koristiti ponovo.



Ne vršite ponovnu sterilizaciju



Nemojte koristiti ako je pakovanje oštećeno



Aprirogena linija za tečnosti



Ograničenje temperature.

**Legal  
Manufacturer**

AngioDynamics, Inc.  
26 Forest Street  
Marlborough, MA 01752 USA  
Korisnička služba za SAD 800-772-6446



Pakovanje koje može da se reciklira

**CE 2797**

© 2023 AngioDynamics, Inc. ili filijale ove kompanije. Sva prava zadržana.