


0

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS



1

PREPARAÇÃO

CONJUNTO DO OBTURADOR E BAINHA

Configuração/preparação

Inserir

Inserir o obturador na bainha

- Introduza totalmente o obturador na bainha.

SEGURO

Fixar a alavanca da válvula

- Rode a alavanca da válvula para a posição "Seguro" para fixar o obturador.

Irrigar

Irrigar o lúmen do fio-guia e a torneira

- Irrigue o lúmen do fio-guia.
- Irrigue e feche a torneira na bainha.

Verificar antes da entrega

- O conjunto da bainha e obturador está pronto para ser colocado no paciente quando:
- VERIFICAR E GARANTIR**
- O obturador está inserido na bainha.
 - A alavanca da válvula está segura.
 - Quer o lúmen do fio-guia quer a torneira estão irrigados.
 - A torneira está fechada.
- Pronto para o médico colocar no paciente**

2

PREPARAÇÃO

COLOCAÇÃO DA BAINHA NO PACIENTE

Médico/profissional

tromboembolos

Introduzir e posicionar a bainha no paciente

- Introduza a bainha/obturador.
- Posicione a ponta da bainha numa área sem tromboembolos para extração (esta posição permite a expansão do funil antes da aspiração).

ABRIR

Abrir a alavanca da válvula

- Abra a alavanca da válvula.

Remover

Remover o obturador e o fio-guia ou apenas o obturador

- Enquanto mantém a bainha na respetiva posição, remova o obturador e o fio-guia ou apenas o obturador. A bainha deve permanecer no paciente.
- Se o fio-guia permanecer no paciente, rode a alavanca da válvula para a posição "Fechado". Se o fio-guia for removido com o obturador, a válvula hemostática irá manter a estase sanguínea.

- A bainha está pronta para receber a cânula e a pega quando:
- VERIFICAR E GARANTIR**
- A bainha está posicionada afastada dos tromboembolos.
 - O obturador e o fio-guia ou apenas o obturador estão retirados da bainha.
- A bainha está pronta para receber a cânula e a pega**

3

PREPARAÇÃO

PREPARAÇÃO DO CONJUNTO DA PEGA

Configuração/preparação

Rodar para fechar porta Touhy para acessórios

Fechar a porta Touhy e retirar o espaçador amarelo

- Feche a porta Touhy para acessórios.
- Levante e retire o espaçador amarelo.

Encaixar

Encaixar a cânula, o tubo de resíduos e o saco

- Encaixe a cânula na pega.
- Encaixe o tubo de resíduos na pega.
- Encaixe o saco de resíduos no tubo.

Preparar o conjunto da pega

- Coloque a extremidade do funil da cânula numa taça com soro fisiológico.
- Acione totalmente o acionador da pega três vezes na definição de 30 cc para preparar o sistema.
- Retire e esvazie o saco de resíduos de solução da preparação e ar e, em seguida, volte a colocar o saco de resíduos.

Verificar antes da entrega

- O conjunto da pega AlphaVac está pronto para o médico utilizar quando:
- VERIFICAR E GARANTIR**
- A porta Touhy para acessórios está fechada.
 - O espaçador amarelo está removido.
 - O conjunto da pega está preparado.
 - A cânula, tubo do saco de resíduos e saco de resíduos estão encaixados na pega.
- O conjunto da pega está pronto para o médico utilizar**

Desdobrar completamente e rever ambos os lados

PREPARAÇÃO 4
INSERIR A CÂNULA E PREPARAR O SISTEMA

Médico/profissional

ABRIR

Inserir Cânula

Inserir até à porção cinza escura e até a porção prateada deixar de estar visível

NÃO estenda o funil para fora da bainha até à conclusão da preparação.

CUIDADO: Estender o funil para fora da bainha antes da conclusão da preparação pode introduzir ar e colocar o paciente em perigo. Mantenha o funil dentro da bainha até à conclusão da preparação.

SEGURO

Fixar a cânula

- Rode a alavanca da válvula para a posição "Seguro" para fixar a cânula.

Aspirar e irrigar

Aberto

Fechado

Aspirar e irrigar a torneira da bainha

- Aspire o ar da torneira e, em seguida, irrigue e feche a torneira.

ABRIR a porta Touhy para acessórios para permitir o refluxo sanguíneo

FECHAR a porta quando o refluxo sanguíneo ocorrer

ABRIR/FECHAR porta Touhy para refluxo

- Abra a porta Touhy para acessórios.
- Permita o refluxo sanguíneo pela porta.
- Feche a porta.

- O sistema AlphaVac está preparado e pronto para utilizar quando:
- VERIFICAR E GARANTIR**
- A cânula está inserida na bainha até à porção cinza escura.
 - A alavanca da válvula está segura.
 - A torneira foi aspirada, irrigada e fechada.
 - O refluxo sanguíneo ocorreu através da porta Touhy para acessórios.
 - A porta Touhy para acessórios está fechada.

O sistema AlphaVac está pronto para utilização

OPERAÇÃO 5
REMOÇÃO DE TROMBOÊMBOS

Médico/profissional

ABRIR

Avançar funil da cânula

SEGURO

Avançar funil

- Abra a alavanca da válvula.
- Avance o funil da cânula.
- Rode a alavanca da válvula para a posição "Seguro" para fixar a cânula.

Navegar e capturar os tromboêmbolos

- Navegue até aos tromboêmbolos.
- Puxe manualmente o acionador da pega conforme necessário, utilizando um movimento controlado para capturar gradualmente os tromboêmbolos.

Quando os tromboêmbolos estão capturados

- Continue a bombear manualmente utilizando a definição de 10 cc (ml) ou 30 cc (ml).
- Ou utilize o bloqueio de vácuo (consulte a imagem seguinte).

Utilizar o bloqueio de vácuo (utilizar apenas quando a cânula estiver obstruída)

- Os tromboêmbolos têm de ser capturados.
- Utilize a definição de 30 cc (ml) e engate o bloqueio de vácuo.
- Continue a monitorizar o procedimento.

- CUIDADO:** abrir a porta Touhy para acessórios durante o vácuo pode introduzir ar para o sistema e colocar o paciente em perigo. Tenha cuidado quando abrir a porta Touhy para acessórios para evitar a introdução de ar para o sistema.

OPERAÇÃO 6
REMOÇÃO DO SISTEMA DO PACIENTE

Médico/profissional

ABRIR

Retrair o funil da cânula

SEGURO

Retrair o funil

- Abra a alavanca da válvula.
- Puxe a cânula para trás de forma a que o funil fique totalmente retraído dentro da bainha.
- Rode a alavanca da válvula para a posição "Seguro" para fixar a cânula.

Remover o sistema

- Mantenha a pega encaixada na cânula quando remover o sistema do paciente.

CUIDADO: quando efetuar a remoção, **NÃO** desprenda a pega da cânula. Se existirem tromboêmbolos na cânula, poderá provocar o refluxo de sangue através da cânula e a reintrodução dos tromboêmbolos.

angiodynamics

ALPHAVAC
MULTIPURPOSE MECHANICAL ASPIRATION
F18⁸⁵

GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA

ifu.angiodynamics.com

19903659-05 Rev A 03/2025

AngioDynamics e o logótipo AngioDynamics, AlphaVac e o logótipo AlphaVac são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registadas da AngioDynamics, Inc., uma afiliada ou uma subsidiária.

© 2025 AngioDynamics, Inc. ou respetivas afiliadas. Todos os direitos reservados.

AngioDynamics, Inc.
603 Queensbury Avenue
Queensbury, NY 12804 USA
USA Customer Service
800-772-6446

EC REP

AngioDynamics
Netherlands BV
Haaksbergweg 75
1101 BR, Amsterdam
The Netherlands

CE 2797