

OBTURADOR




CÁNULA




VAINA




MANGO



TUBO DE LA BOLSA PARA DESECHOS




BOLSA PARA DESECHOS




AlphaVac QRG
(desplegar por completo y revisar ambos lados)

Configuración/preparación




Insertar el obturador en la vaina

- Inserte por completo el obturador en la vaina.



Cerrar la palanca de la válvula

- CIERRE la palanca de la válvula.



Lavar el lumen del alambre guía y la llave de paso

- Lave el lumen del alambre guía.
- Lave y cierre la llave de paso de la vaina.

Verificar antes de entregar →

El ensamblaje de la vaina y el obturador estarán listos para colocarse en el paciente cuando:


VERIFICAR Y ASEGURAR

- El obturador está insertado en la vaina.
- La palanca de la válvula está cerrada.
- Se lavaron tanto el lumen del alambre guía como la llave de paso.
- La llave de paso está cerrada.

• **Listo para que el médico lo coloque en el paciente**




Médico/Practicante




Introducir y colocar la vaina en el paciente

- Introduzca la vaina/obturador
- Coloque la punta de la vaina en una zona sin tromboémbolos para la extracción (esta posición permite la expansión del embudo antes de la aspiración).



Abrir la palanca de la válvula

- ABRA la palanca de la válvula.



Retirar el obturador y el alambre guía

- Con la vaina en posición, retire el obturador y el alambre guía. La vaina debe permanecer en el paciente.

La vaina estará lista para recibir la cánula y el mango cuando:


VERIFICAR Y ASEGURAR

- La vaina se colocó lejos de los tromboémbolos.
- Se retiraron el obturador y el alambre guía de la vaina.

• **La vaina está lista para recibir la cánula y el mango**




Configuración/preparación



Cerrar el puerto touhy y retirar el espaciador amarillo

- Cierre el puerto touhy de acceso.
- Levante y retire el espaciador amarillo.



Conectar la cánula, el tubo y la bolsa para desechos

- Conecte la cánula al mango.
- Conecte el tubo para desechos al mango.
- Conecte la bolsa para desechos al tubo.

El ensamblaje del mango AlphaVac estará listo para el médico cuando:


VERIFICAR Y ASEGURAR

- El puerto touhy de acceso está cerrado.
- Se retiró el espaciador amarillo.
- La cánula, el tubo de la bolsa para desechos y la bolsa para desechos están conectados al mango.

• **El ensamblaje del mango está listo para el médico**



Despliegue completamente y revise ambos lados



PREPARACIÓN 4

INSERCIÓN DE LA CÁNULA Y PURGADO DEL SISTEMA

Médico/Practicante




Inserte hasta la parte gris oscura y hasta que la parte plateada ya no sea visible

Insertar la cánula en la vaina

- Verifique o abra la palanca de la válvula.
- Mantenga la vaina en una zona sin tromboémbolos para la extracción.
- Inserte la cánula en la vaina hasta la parte gris oscura y hasta que la parte plateada ya no sea visible.


NO extienda el embudo fuera de la vaina hasta que se complete el purgado.

PRECAUCIÓN: Extender el embudo fuera de la vaina antes del purgado puede introducir aire y poner en peligro al paciente. Mantenga el embudo dentro de la vaina hasta que se complete el purgado.



Cerrar la palanca de la válvula


- CIERRE la palanca de la válvula.



Aspirar y lavar la llave de paso de la vaina

- aspire el aire de la llave de paso, después lave y cierre la llave.

Abrir el puerto touhy de acceso para permitir el retorno sanguíneo



Cerrar el puerto cuando se produzca el retorno sanguíneo

Abir/cerrar el puerto touhy para el retorno sanguíneo

- Abra el puerto touhy de acceso.
- Permita que se produzca el retorno sanguíneo a través del puerto.
- Cierre el puerto.

El sistema AlphaVac está preparado y listo para funcionar cuando:

VERIFICAR Y ASEGURAR

- Se inserta la cánula en la vaina hasta la parte gris oscura.
- La palanca de la válvula está cerrada.
- La llave de paso se aspiró, lavó y cerró.
- Se llevó a cabo el retorno sanguíneo a través del puerto touhy de acceso.
- El puerto touhy de acceso está cerrado.


El sistema AlphaVac está listo para funcionar



FUNCIONAMIENTO 5


ELIMINACIÓN DE TROMBOÉMBOLOS

Médico/Practicante




Hacer avanzar el embudo

- ABRA la palanca de la válvula.
- Haga avanzar el embudo de la cánula.
- CIERRE la palanca de la válvula.



Atravesar y activar tromboémbolos

- Atravesar hasta los tromboémbolos.
- Tire manualmente del activador del mango según sea necesario, mediante un movimiento controlado, para activar de a poco los tromboémbolos.



Cuando se activan los tromboémbolos

- Siga bombeando manualmente usando cualquiera de los ajustes a 10 cc (ml) o 30 cc (ml).
- o use el cierre de vacío (consulte la siguiente imagen).



Uso del cierre de vacío (usar solo cuando la cánula esté ocluida)


- Los tromboémbolos deben estar activados.
- Use el ajuste de 30 cc (ml) y active el cierre de vacío.
- Siga monitoreando el procedimiento.

- **PRECAUCIÓN:** Abrir el puerto touhy de acceso durante el vaciado puede introducir aire en el sistema y poner en peligro al paciente. Tenga cuidado cuando abra el puerto touhy de acceso para evitar introducir aire en el sistema.

FUNCIONAMIENTO 6

ELIMINACIÓN DEL SISTEMA DEL PACIENTE

Médico/Practicante



Retraer el embudo

- ABRA la palanca de la válvula.
- Tire de la cánula hacia atrás para que el embudo quede completamente retraído dentro de la vaina.
- CIERRE la palanca de la válvula.



Retirar el sistema

- Mantenga el mango unido a la cánula cuando retire el sistema del paciente.

PRECAUCIÓN: Cuando lo retire, NO desconecte el mango de la cánula. Si hay tromboémbolos en la cánula, podría causar un reflujo de sangre a través de la cánula y la reintroducción de los tromboémbolos.

ALPHAVAC
MULTIPURPOSE MECHANICAL ASPIRATION
F18⁸⁵

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

ifu.angiodynamics.com

19903658-22 Rev A 03/2024

AngioDynamics y el logotipo de AngioDynamics, AlphaVac y el logotipo de AlphaVac son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de AngioDynamics, Inc., una filial o una sucursal.

© 2024 AngioDynamics, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

angiodynamics

AngioDynamics, Inc.
603 Queensbury Avenue
Queensbury, NY 12804 USA
USA Customer Service
800-772-6446

EC REP

AngioDynamics
Netherlands BV
Haaksbergweg 75
1101 BR, Amsterdam
The Netherlands

CE 2797

ifu.angiodynamics.com



ALPHAVAC
MULTIPURPOSE MECHANICAL ASPIRATION
F18⁸⁵

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

- 1 PREPARACIÓN ENSAMBLAJE DEL OBTURADOR Y LA VAINA
- 2 PREPARACIÓN COLOCACIÓN DE LA FUNDA EN EL PACIENTE
- 3 PREPARACIÓN PREPARAR EL ENSAMBLAJE DEL MANGO
- 4 PREPARACIÓN INSERCIÓN DE LA CÁNULA Y PURGADO DEL SISTEMA
- 5 FUNCIONAMIENTO ELIMINACIÓN DE TROMBOÉMBOLOS
- 6 FUNCIONAMIENTO ELIMINACIÓN DEL SISTEMA DEL PACIENTE

¡ IMPORTANTE: Consulte las Instrucciones de uso que se dan con el producto para obtener las indicaciones, instrucciones, advertencias, precauciones, posibles efectos adversos y contraindicaciones completos antes de usar el producto.