




Nastavenie/príprava

Vloženie

Vloženie obturátora do puzdra

- Úplne zavedte obturátor do puzdra.

ZAISTENIE

Zaistenie páčky ventilu

- Otočením páčky ventilu do polohy Secure (Zaistenie) zaistíte obturátor.

Preplach

Prepláchnutie lúmenu vodiaceho drôtu a kohútika

- Prepláchnite lúmen vodiaceho drôtu.
- Prepláchnite a zatvorte kohútik na puzdre.

Skontrolovať pred odovzdaním

Zostava puzdra a obturátora je pripravená na umiestnenie do pacienta po splnení nasledujúcich bodov:

SKONTROLUJTE A UISTITE SA

- Obturátor je zavedený do puzdra.
- Páčka ventilu je zaistená.
- Lúmen vodiaceho drôtu aj kohútik sú prepláchnuté.
- Kohútik je zatvorený.

Pripravené pre lekára na vloženie do pacienta



Lekár/zdravotnícky pracovník

tromboembólia

puzdro

Zavedenie a umiestnenie puzdra v pacientovi

- Zavedte puzdro/obturátor.
- Umiestnite hrot puzdra do oblasti bez tromboembólie na extrakciu (táto poloha umožňuje rozšírenie lievika pred aspiráciou).

OTVORENÉ

Otvorenie páčky ventilu

- Otvorte páčku ventilu.

Odstránenie

Odstráňte obturátor a vodiaci drôt alebo len obturátor

- Pridržte puzdro na mieste a odstráňte obturátor a vodiaci drôt alebo len obturátor. Puzdro by malo zostať v pacientovi.
- Ak vodiaci drôt zostáva v pacientovi, otočte páčku ventilu do polohy Closed (Zatvorené). Ak sa vodiaci drôt odstráni spolu s obturátorom, hemostatický ventil bude udržiavať krvnú stázu.

Puzdro je pripravené na pripojenie kanyly a rukoväti po splnení nasledujúcich bodov:

SKONTROLUJTE A UISTITE SA

- Puzdro je umiestnené mimo tromboembólie.
- Z puzdra je odstránený obturátor a vodiaci drôt alebo len obturátor.

Puzdro je pripravené na pripojenie kanyly a rukoväti



Nastavenie/príprava

Otočením zatvorte port touhy na príslušenstvo

Nadvihnite a odstráňte žltú dištančnú vložku

Zatvorenie touhy a odstránenie žltej dištančnej vložky

- Zatvorte port touhy na príslušenstvo.
- Nadvihnite a odstráňte žltú dištančnú vložku.

Pripojenie

Pripojenie kanyly, odpadovej trubice a vaku

- Pripojte kanylu k rukoväti.
- Pripojte odpadovú trubicu k rukoväti.
- Pripojte odpadový vak k trubici.

Príprava zostavy rukoväti

- Umiestnite lievikový koniec kanyly do misky so sterilným fyziologickým roztokom.
- Pri nastavení 30 cm³ trikrát úplne stlačte spúšť rukoväti, aby ste systém naplnili.
- Odpojte a vyprázdňte odpadové vrečko na zalievací roztok a vzduch a potom odpadové vrečko znovu pripojte.

Skontrolovať pred odovzdaním

Zostava rukoväti AlphaVac je pripravená pre lekára po splnení nasledujúcich bodov:

SKONTROLUJTE A UISTITE SA

- Port touhy na príslušenstvo je zatvorený.
- Žltá dištančná vložka je odstránená.
- Zostava rukoväti je pripravená.
- Kanyla, trubica odpadového vaku a odpadový vak sú pripojené k rukoväti.

Zostava rukoväti je pripravená pre lekára



Úplne rozložte a prečítajte si obe strany

Lekár/zdravotnícky pracovník

OTVORENÉ

Zavedenie kanyly

Zavedte až po tmavosivú časť, aby viac nebola viditeľná strieborná časť

NEVYSÚVAJTE lievik z puzdra, kým sa nedokončí plnenie.

UPOZORNENIE: Pri vysunutí lievika z puzdra pred plnením sa môže dovnútra dostať vzduch, čo ohrozí pacienta. Ponechajte lievik v puzdre, kým sa nedokončí plnenie.

ZAISTENIE

Zaistenie kanyly

- Otočením páčky ventilu do polohy Secure (Zaistenie) zaistíte kanylu.

Aspirujte a prepláchnite

Aspirácia a preplach kohútika puzdra

- Aspirujte vzduch z kohútika, potom prepláchnite a zatvorte kohútik.

Otvorte port touhy na príslušenstvo a umožnite spätné odvzdušnenie

Keď dôjde k spätnému odvzdušneniu, zatvorte port

Otvorenie/zatvorenie portu touhy na spätné odvzdušnenie

- Otvorte port touhy na príslušenstvo.
- Umožnite spätné odvzdušnenie cez port.
- Zatvorte port.

- Systém AlphaVac je naplnený a pripravený na použitie po splnení nasledujúcich bodov:
- SKONTROLUJTE A UISTITE SA**
- Kanyla je zavedená do puzdra až po tmavosivú časť.
 - Páčka ventilu je zaistená.
 - Kohútik bol aspirovaný, prepláchnutý a zatvorený.
 - Vykonalo sa spätné odvzdušnenie cez port touhy na príslušenstvo.
 - Port touhy na príslušenstvo je zatvorený.
- Systém AlphaVac je pripravený na použitie**



Lekár/zdravotnícky pracovník

OTVORENÉ

Zavádzanie lievika kanyly

ZAISTENIE

Zavádzanie lievika

- Otvorte páčku ventilu.
- Zavedte lievik kanyly.
- Otočením páčky ventilu do polohy Secure (Zaistenie) zaistíte kanylu.

Navigácia k tromboembólii a jej vťahnutie

- Prejdite k tromboembólii.
- Ručne stlačte spúšťač rukoväti podľa potreby kontrolovaným pohybom a postupne vťahujte tromboembóliu.

Keď je tromboembólia vťahnutá

- Pokračujte v manuálnom čerpaní s nastavením buď 10 cm³ (ml), alebo 30 cm³ (ml).
- Alebo použite uzamknutie vaku (pozrite si nasledujúci obrázok).

Použitie vákuového zámku (používajte len vtedy, keď je kanyla upchatá)

- Musí byť vťahnutá tromboembólia.
- Použite nastavenie 30 cm³ (ml) a zapnite vákuový zámok.
- Pokračujte v monitorovaní postupu.

1 Potiahnite spúšťač späť

2 Zapnite vákuový zámok

- UPOZORNENIE:** Pri otvorení portu touhy na príslušenstvo pri vákuu sa môže dovnútra systému dostať vzduch, čo ohrozí pacienta. Pri otváraní portu touhy na príslušenstvo buďte opatrní, aby ste predišli vniknutiu vzduchu do systému.

Lekár/zdravotnícky pracovník

OTVORENÉ

Vytiahnutie lievika kanyly

ZAISTENIE

Vytiahnutie lievika

- Otvorte páčku ventilu.
- Potiahnite kanylu späť, aby bol lievik úplne zasunutý vnútri puzdra.
- Otočením páčky ventilu do polohy Secure (Zaistenie) zaistíte kanylu.

Odstránenie systému

- Pri odstraňovaní systému z pacienta ponechajte rukoväť pripojenú ku kanyle.

UPOZORNENIE: Pri odstraňovaní **NEODPÁJAJTE** rukoväť z kanyly. Ak je v kanyle tromboembólia, mohlo by to viesť k spätnému toku krvi cez kanylu a opätovnému zavedeniu tromboembólie.

ALPHAVAC
MULTIPURPOSE MECHANICAL ASPIRATION
F18⁸⁵

STRUČNÁ REFERENČNÁ PRÍRUČKA

ifu.angiodynamics.com

19903659-16 Rev A 03/2025

AngioDynamics, logo AngioDynamics, AlphaVac a logo AlphaVac sú ochranné známky a/alebo registrované ochranné známky spoločnosti AngioDynamics, Inc., pridruženej alebo dcérskej spoločnosti.

© 2025 AngioDynamics, Inc. alebo jej pridružené spoločnosti. Všetky práva vyhradené.

angiodynamics

AngioDynamics, Inc.
603 Queensbury Avenue
Queensbury, NY 12804 USA
USA Customer Service
800-772-6446

EC REP

AngioDynamics
Netherlands BV
Haaksbergweg 75
1101 BR, Amsterdam
The Netherlands

CE 2797