







**Installateur/Préparateur**

  
**Insérer l'obturateur dans la gaine**

- Insérez complètement l'obturateur dans la gaine.

  
**Verrouiller le levier de valve**

- Faites tourner le levier de valve en position verrouillée pour verrouiller l'obturateur.

  
**Purger la lumière de fil-guide et la vanne d'arrêt**


- Purgez la lumière de fil-guide.
- Purgez et fermez la vanne d'arrêt sur la gaine.

**Contrôler avant de remettre** →


- L'ensemble gaine/obturateur est prêt à être placé dans le patient lorsque :
- VÉRIFIER ET S'ASSURER QUE**
- L'obturateur est inséré dans la gaine.
  - Le levier de valve est verrouillé.
  - La lumière de fil-guide et la vanne d'arrêt sont purgées.
  - La vanne d'arrêt est fermée.
- Prêt pour que le médecin place dans le patient**




**Médecin/Praticien**

  
**Introduire et positionner la gaine dans le patient**

- Introduisez la gaine/l'obturateur.
- Positionnez l'embout de la gaine dans une zone exempte de thromboembolies pour l'enlèvement (cette position permet de déployer l'entonnoir avant l'aspiration).

  
**Ouvrir le levier de valve**

- Ouvrez le levier de valve.


  
**Retirer l'obturateur et le fil-guide ou uniquement l'obturateur**

- Maintenez la gaine en position, et retirez l'obturateur et le fil-guide ou uniquement l'obturateur. La gaine doit rester à l'intérieur du patient.
- Si le fil-guide reste dans le patient, faites tourner le levier de valve en position fermée. Si le fil-guide est retiré avec l'obturateur, la valve hémostatique maintient la stase sanguine.


- La gaine est prête à recevoir la poignée et la canule lorsque :
- VÉRIFIER ET S'ASSURER QUE**
- La gaine est positionnée loin des thromboembolies.
  - L'obturateur uniquement ou l'obturateur et le fil-guide sont retirés de la gaine.
- La gaine est prête à recevoir la poignée et la canule**



**Installateur/Préparateur**

  
**Fermer le port Tuohy et retirer l'entretoise jaune**

- Fermez le port accessoire Tuohy.
- Soulevez et retirez l'entretoise jaune.

  
**Raccorder la canule, le tuyau à déchets et le sac**

- Raccordez la canule à la poignée.
- Raccordez le tuyau à déchets à la poignée.
- Raccordez le sac à déchets au tuyau.

**Amorcer l'ensemble de poignée**


- Placez le côté entonnoir de la canule dans un récipient de solution saline stérile.
- Actionnez complètement le déclencheur de la poignée trois fois sur le réglage 30 cc pour amorcer le système.
- Déconnectez et videz la solution d'amorçage et l'air du sac à déchets, puis raccordez à nouveau le sac à déchets.

**Contrôler avant de remettre** →

- L'ensemble poignée AlphaVac est prêt pour le médecin lorsque :
- VÉRIFIER ET S'ASSURER QUE**
- Le port accessoire Tuohy est fermé.
  - L'entretoise jaune est retirée.
  - L'ensemble de poignée est amorcé.
  - La canule, le tuyau du sac à déchets et le sac à déchets sont connectés à la poignée.
- L'ensemble poignée est prêt pour le médecin**



Déplier complètement et contrôler les deux côtés



4  
PRÉPARATION  
INSÉRER LA CANULE ET AMORÇER  
LE SYSTÈME

Médecin/Praticien

OUVRIR

Insérer Canule

Insérer jusqu'à la partie gris foncé et jusqu'à ce que la partie argentée ne soit plus visible

NE PAS déployer l'entonnoir hors de la gaine tant que l'amorçage n'est pas terminé.

MISE EN GARDE : le fait de déployer l'entonnoir hors de la gaine avant l'amorçage peut faire entrer de l'air et mettre le patient en danger. Garder l'entonnoir à l'intérieur de la gaine tant que l'amorçage n'est pas terminé.

VERROUILLER

Aspirer et purger

Ouvert

Fermé

Ouvrir le port accessoire Tuohy pour faciliter le reflux

Fermer le port une fois que le sang revient

Insérer la canule dans la gaine

- Contrôlez ou ouvrez le levier de valve.
- Gardez la gaine dans une zone exempte de thromboembolies pour l'enlèvement.
- Insérez la canule dans la gaine jusqu'à la partie gris foncé et jusqu'à ce que la partie argentée ne soit plus visible.
- Tirez une fois le déclencheur de la poignée sur le réglage de 10 cc afin d'évacuer l'air éventuellement présent introduit pendant l'insertion de la canule.

Verrouiller la canule

- Faites tourner le levier de valve en position verrouillée pour verrouiller la canule.

Aspirer et purger la vanne d'arrêt de la gaine

- Aspirez l'air présent dans la vanne d'arrêt, puis purgez and fermez la vanne d'arrêt.

Ouvrir/Fermer le port Tuohy pour le reflux

- Ouvrez le port accessoire Tuohy.
- Laissez le reflux se faire par le port.
- Fermez le port.

- Le système AlphaVac est amorcé et prêt à être utilisé lorsque :
- VÉRIFIER ET S'ASSURER QUE**
- La canule est insérée dans la gaine jusqu'à la partie gris foncé.
  - Le levier de valve est verrouillé.
  - La vanne d'arrêt a été aspirée, purgée et fermée.
  - Un reflux à travers le port accessoire Tuohy a été réalisé.
  - Le port accessoire Tuohy est fermé.
- Le système AlphaVac est prêt à être utilisé**



5  
OPÉRATION  
ENLÈVEMENT DES THROMBOEMBOLIES

Médecin/Praticien

OUVRIR

Avancer l'entonnoir de la canule

VERROUILLER

Avancer l'entonnoir

- Ouvrez le levier de valve.
- Avancez l'entonnoir de la canule.
- Faites tourner le levier de valve en position verrouillée pour verrouiller la canule.

Accéder aux thromboembolies et les engager

- Accédez aux thromboembolies.
- Pressez manuellement le déclencheur de la poignée au besoin, grâce à un mouvement contrôlé, pour engager progressivement les thromboembolies.

Lorsque les thromboembolies sont engagées

- Continuez à pomper manuellement en utilisant le réglage à 10 cc ou 30 cc.
- Ou utilisez le verrouillage de l'aspirateur (voir l'image suivante).

Utilisation du verrouillage de l'aspirateur (N'utiliser que lorsque la canule est obstruée)

1 Tirer le déclencheur vers l'arrière

2 Engager le verrouillage de l'aspirateur

- Les thromboembolies doivent être engagées.
- Utilisez le réglage à 30 cc et engagez le verrouillage de l'aspirateur.
- Continuez à surveiller la procédure.

- MISE EN GARDE :** l'ouverture du port accessoire Tuohy pendant l'aspiration peut faire entrer de l'air dans le système et mettre le patient en danger. Faites preuve de prudence lors de l'ouverture du port accessoire Tuohy pour éviter d'introduire de l'air dans le système.

6  
OPÉRATION  
RETRAIT DU SYSTÈME HORS DU PATIENT

Médecin/Praticien

OUVRIR

Rentrer l'entonnoir de la canule

VERROUILLER

Rentrer l'entonnoir

- Ouvrez le levier de valve.
- Tirez la canule vers l'arrière pour que l'entonnoir soit entièrement rentré à l'intérieur de la gaine.
- Faites tourner le levier de valve en position verrouillée pour verrouiller la canule.

Retirer le système

Maintenez la poignée attachée à la canule pendant que vous retirez le système du patient.

MISE EN GARDE : pendant le retrait, NE PAS déconnecter la poignée de la canule. S'il y a des thromboembolies dans la canule, cette action pourrait entraîner un reflux de sang à travers la canule et la réintroduction des thromboembolies.

ALPHAVAC

MULTIPURPOSE MECHANICAL ASPIRATION

F18<sup>85</sup>

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

ifu.angiodynamics.com

19903659-23 Rev A 03/2025

AngioDynamics et le logo AngioDynamics, AlphaVac et le logo AlphaVac sont des marques commerciales et/ou des marques déposées d'AngioDynamics, Inc., une société affiliée ou une filiale.

© 2025 AngioDynamics, Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés.

angiodynamics

AngioDynamics, Inc.  
603 Queensbury Avenue  
Queensbury, NY 12804 USA  
USA Customer Service  
800-772-6446

EC REP

AngioDynamics  
Netherlands BV  
Haaksbergweg 75  
1101 BR, Amsterdam  
The Netherlands

CE 2797



# GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

- 1 PRÉPARATION DE L'ENSEMBLE OBTURATEUR ET GAINÉ
- 2 PRÉPARATION PLACEMENT DE LA GAINÉ DANS LE PATIENT
- 3 PRÉPARATION PRÉPARATION DE L'ENSEMBLE DE POIGNÉE
- 4 PRÉPARATION INSÉRER LA CANULE ET AMORÇER LE SYSTÈME
- 5 OPÉRATION ENLÈVEMENT DES THROMBOEMBOLIES
- 6 OPÉRATION RETRAIT DU SYSTÈME HORS DU PATIENT

**IMPORTANT :** consultez le mode d'emploi fourni avec le produit pour des indications complètes, des instructions, des avertissements, des précautions, les effets indésirables potentiels et les contre-indications avant d'utiliser le produit.